

Wir stellen ein!

Quality Control Manager [w/m/d] in der Abteilung Qualitätskontrolle

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Quality Control Manager (m/w/d) in der Abteilung Qualitätskontrolle in Vollzeit für unseren Standort Heidelberg. Als Teil unseres Qualitätskontroll-Teams bist Du für die Koordination von Qualitätskontrollprozessen für die Freigabe von primären Zellkulturen und Zellkulturmedien zuständig.

Zuständigkeiten und Aufgaben

- Erstellung von Vorgabedokumenten für die Abteilung Qualitätskontrolle (SOPs, Prüfanweisungen)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Produktspezifikationen und Überwachung der Aktualität von Prüfanweisungen
- Erstellung von CoAs und weiteren Dokumenten zur Produkt Freigabe
- Mitwirkung bei der Bearbeitung von Change Controls, Abweichungen, OOS Ergebnissen, CAPAs und Reklamationen
- Berichterstellung und statistische Auswertung im OOS Prozess
- Verantwortung für die Qualifizierung und Instandhaltung von Laborgeräten
- Koordination und Überwachung der Aktivitäten zur Validierung von Prüfmethoden
- Koordination und Überwachung der Aktivitäten für Stabilitätsstudien
- Erstellung von zusammenfassenden Berichten aus Papierdokumentationen und Firmensoftware (ERP, Office Anwendungen, etc.)
- Qualifizierung und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
- Stellvertretung der Leitung Qualitätskontrolle

Qualifikationen

- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor, Master) im naturwissenschaftlichen Bereich
- Berufserfahrung im Zellkulturbereich
- Kenntnisse der Norm ISO 9001:2015 und GMP
- Eigenverantwortliches, präzises Arbeiten sowie Organisationsgeschick
- Flexibilität und Teamfähigkeit
- Analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe
- Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse in Microsoft Office
- Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

- Ein stark teamorientiertes und multikulturelles Arbeitsumfeld mit sehr ausgeprägtem Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.
- Attraktive Vergütung
- Jobticket
- Weiterbildungsmöglichkeiten inklusive Zugang zu LinkedIn Learning
- Betriebliche Altersversorgung
- Flexibilität und Teamfähigkeit

Ort

Heidelberg, Deutschland

Wer sind wir?

PromoCell ist der führende europäische Hersteller von humanen Zellkulturprodukten. Darüber hinaus sind wir als einer der attraktivsten mittelständischen Arbeitgeber in Deutschland mehrfach ausgezeichnet worden (TopJob Award & Kununu Top Company). Der Zeitpunkt war also nie günstiger, um Teil unseres Teams zu werden. Um mehr über uns zu erfahren, besuche uns bitte www.promocell.com

Wie bewerbe ich mich?

Um sich für die Stelle als **Quality Control Manager [w/m/d]** in Vollzeit zu bewerben, sende bitte eine Kopie Deines Lebenslaufs und ein kurzes Anschreiben an **Frau Dr. Sabine Häcker** die Dir auch gerne vorab für Fragen zur Verfügung steht (career@promocell.com). Wir werden uns so schnell wie möglich bei Dir melden. Vielen Dank für Deine Bewerbung!